

全摘出・
部分切除
の方に



術後から
使用OK



乳房再建を
された方に



オーダーメイド人工乳房

オーダーメイド人工乳房の特徴

術痕をカバーして温泉入浴が楽しめます

- **お肌のようなやわらかさと質感**
リアルさを追求し、ほくろ・血管など再現いたします。

- **環境と体にやさしい素材**
メディカルグレード(医療用)のシリコンを使用していますので、安心してお使いいただけます。

- **心地よいフィット感のためにひと工夫**
術痕への負担にならないよう
お肌への装着面の位置を考案しました。

- **からだの変化を考えた製品設計**
バルブ式エア注入型のオリジナル設計により
ご自身で乳房内の空気調整ができます。(特許出願中)

**プレミアム
ローズ**
¥780,000～

最高レベルの匠による
プレミアムオーダーメイド

**エレガンス
ローズ**
¥450,000～

バルブ式エア
注入型・ジェルタイプ

**クイーン
ローズ**
¥260,000～

バルブ式エア
注入型・軽量タイプ

熟練の職人による「匠
の技」を結集して製作さ
れる最高級プレミアム
なオーダーメイドです。

乳房内部のジェルに
より、自然な胸の動き
が表現されます。

軽量タイプなので
動きやすく、スポーツ
する方に最適です。

※装着用接着剤のお肌との適合はパッチテストにて確認いたします。
※ハルステッドの方や材料のシリコンが400g以上必要となる方は、
40,000円アップになります。

乳房パッド

レディメイド

乳がん専用ブラ不要
術後間もなく、
ご使用いただける既製品です

ポケットのない
ブラジャーにもフィットする
豊富なラインナップ

なめらかな肌ざわりと自然な弾力性、適度な重みでお体のバランスを
保ちます。好きなブラジャーにご使用いただけます。

- ¥22,800～ アンダー80cm以下 ○左右64サイズ
- ¥24,800～ アンダー85cm以上 ○専用カバー付き



オーダーメイド

お好みのブラジャーで
デコルテ・両胸のバストトップ
脇の下のラインを揃える

普段使いだからこそ
安定したフィット感

お体のラインとお好きなブラジャーに合わせてお作りします。ご要望
に応じ、シリコンのやわらかさも調整しており、安定したつけ心地が
お体へのストレスを軽減します。従来のパッドでお困りの方におす
めです。バルブ式エア注入型設計によりブラジャーに合わせて
パッドの大きさが変わります。

- ¥80,000～ ○バルブ式エア注入型設計
- スポーツをされる方にも最適です。

※ハルステッドの方や材料のシリコンが400g以上必要となる方は、
40,000円アップになります。※ご使用されているブラジャーをお持ちく
ださい。※オーダーメイド製作には、型取りと粘土合わせが必要になり
ますが、遠方からお越しの場合は、1泊2日での対応も可能です。



人工乳頭(ニップル)


レディメイド

試着されてすぐに
ご購入いただける既製品です

エキスパンダーをされてから
乳首の形成手術までの期間に
肌になじむ自然な形状。粘着剤でお肌
に装着し、温泉・ご入浴を楽しんでい
ただけます。24種類のバリエーションからお選びいただけます。

¥28,000～ レディメイド+ケア用品セット 初回限定 ¥32,000～

※既製品のためご自分の色や形と同じとは限りません。より高いクオリティー
をご希望の場合は弊社「オーダーニップル」をご検討下さい。※弊社製品は手
づくりのため、同タイプの製品でも陰影など多少異なる場合がございます。



セミオーダーメイド

お肌に合わせた着色オプション
乳輪とお肌の自然なフィット感

レディメイドのニップルにお肌の色に合
わせて乳輪を着色します。乳輪とお肌
がより自然になじんだ仕上がりになります。

¥35,000



オーダーメイド

健常側のニップルに合わせて製作
実物そっくりの乳首・乳輪を再現

健常側乳頭の型をお取りして同じ形
のニップルをおからだに合わせて
着色成形します。

¥70,000 2個 ○安心の同型スペア付き

特殊オーダーメイドもご用意。

※遠方からお越しになる方へ ご相談・型取りと粘土合わせについては、1泊
2日の日程で対応可能です。お色合わせにもう1日お越しいただくこととなります。



製作工程

ご相談

サンプルを手にとりご覧ください、
製品の説明をいたします。フィッティングおよび
接着剤の反応を確認するパッチテストをいたします。

型取り

お身体の上半身の型取りをし、
バスト周囲を採寸いたします。

粘土合わせ

型取りした石膏模型をもとに、粘土
でマスターモデルをつくります。
プレストアーティストにより、プレスト
粘土をお身体に合わせて、細かい
部分を調整いたします。



お色合わせ

着色前の人工乳房を実際に装着
していただき、お肌に合わせて
色を再現いたします。



ご納品



完成した人工乳房を装着
していただき、取扱いの
説明をいたします。